




## Avvertenze importanti

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori. Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l'uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l'esperienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure indicate nel catalogo.

## Altre avvertenze



Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni relative.

# Idrodissezione

---

## Strumenti e accessori

---

- 04 Strumenti di tipo Hybrid
- 06 Applicatori e sonde
- 08 Accessori per ERBEJET 2
- 09 Accessori per ESM 2
- 11 Carrello e accessori

# Strumenti e accessori

## Strumenti ibridi

HybridKnife, tipo T, getto pieno,  $\varnothing$  2,3 mm, lunghezza 1,9 m

con attacco internazionale (3 pin)



**No. 20150-060**

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo I, getto pieno,  $\varnothing$  2,3 mm, lunghezza 1,9 m

con attacco internazionale (3 pin)



**No. 20150-061**

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo O, getto pieno,  $\varnothing$  2,3 mm, lunghezza 1,9 m

con attacco internazionale (3 pin)



**No. 20150-062**

= 5

0.99 kVp

30150-116




STERILE EO

# Strumenti e accessori

## Strumenti ibridi

HYBRIDknife flex I-Type, elettrodo 1,5 mm,  $\varnothing$  2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



**No. 20150-112**

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, elettrodo 2,0 mm,  $\varnothing$  2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



**No. 20150-113**

= 5

4.5 kVp

30150-169



STERILE EO

HybridAPC,  $\varnothing$  2,3 mm, lunghezza 1,9 m



**No. 20150-015**

= 5

4.3 kVp

30150-147



STERILE EO

Applicatore, retto, con funzione monopolare HF,  $\varnothing$  6 mm, lunghezza 80 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



**No. 20150-036**

= 5

2.5 kVp

30150-205



STERILE EO

## Strumenti e accessori

### Applicatori e sonde

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 183 mm

ad es. per urologia



**No. 20150-025**

= 5

30150-000



STERILE EO

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 336 mm

ad es. per laparoscopia



**No. 20150-026**

= 5

30150-000



STERILE EO

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



**No. 20150-030**

= 5

30150-000



STERILE EO

Applicatore, punta flessibile, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



**No. 20150-031**

= 5

30150-000



STERILE EO

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 306 mm

con aspirazione, ad es. per TME



**No. 20150-038**

= 5

30150-000



STERILE EO

## Strumenti e accessori

### Applicatori e sonde


Applicatore, retto,  $\varnothing$  6 mm, lunghezza 180 mm

con aspirazione, ad es. per TEM



**No. 20150-039**

 = 5

 30150-000



STERILE EO


Applicatore, a baionetta,  $\varnothing$  2,8 mm, lunghezza 90 mm

con aspirazione



**No. 20150-041**

 = 5

 30150-000



STERILE EO


Sonda flessibile,  $\varnothing$  1,3 mm, lunghezza 2,2 m

ad es. per endoscopia flessibile



**No. 20150-020**

 = 5

 30150-000



STERILE EO

## Strumenti e accessori

### Accessori per ERBEJET 2

#### Cartuccia pompa plus ERBEJET 2



**No. 20150-301**

= 5

30150-400



STERILE EO

#### Comando monopedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment



**No. 20150-101**

= 1

30150-100

max 75 °C



#### Comando bipedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment



**No. 20150-100**

= 1

30150-100

max 75 °C



Ulteriori accessori per il pedale	Pezzo	No.
Staffa protezione per comando bipedale VIO	1	20189-306
Cavo per comando pedale ERBEJET 2, lunghezza 5 m	1	20150-104

Cavi rete	Paese	Lunghezza	Pezzo	No.
Cavo rete 10A	Germania	0,5 m	1	51704-046
Cavo rete 10A	Germania	2,5 m	1	51704-037
Cavo rete 10A	Germania	4 m	1	51704-032
Cavo rete 10A	Germania	5 m	1	51704-042
Cavo rete 10A	Gran Bretagna	2,5 m	1	51704-038
Cavo rete 10A	Gran Bretagna	5 m	1	51704-043
Cavo rete 10A	Italia	2,5 m	1	51704-040
Cavo rete 10A	Italia	5 m	1	51704-045
Cavo rete 10A	Canada	4 m	1	51704-039
Cavo rete 10A	India	4 m	1	20128-004



# Strumenti e accessori

## Accessori per ESM 2

### Contenitore aspirazione, 1,5 litri



per impiego con sacca per aspirazione 20340-012

**No. 20340-102**

 = 1

### Sacca per aspirazione, 1,5 litri



per impiego con contenitore per aspirazione 20340-102

**No. 20340-012**

 = 30



### Sacca per aspirazione, 2,5 litri



per impiego con contenitore per aspirazione 20340-103

**No. 20340-013**

 = 30



## Strumenti e accessori

### Accessori per ESM 2

#### Filtro a membrana per ESM



per impiego con tubo in silicone 20340-004

**No. 20340-100**

= 10



#### Tubo in silicone, lunghezza 600 mm



**No. 20340-004**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

#### Supporto in plastica



per impiego con contenitore aspirazione 20340-102 e 20340-103

**No. 20340-002**

= 1

#### Valvola di commutazione, supporto e due tubi in silicone, lunghezza 300 mm



**No. 20340-003**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

#### Cavi di connessione

Cavo di connessione ECB per ERBEJET 2, lunghezza 0,45 m

No.

**51709-008**

#### Set di fissaggio

Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000

No.

**20180-135**

## Strumenti e accessori

### Carrello e accessori

VIO CART, supporto sistemi per famiglia VIO e moduli



Misure: 630 x 940 x 650 mm (LxAxP)  
 Peso: 31 kg  
 4 ruote sterzabili  $\varnothing$  100 mm, con blocco  
 1 ingresso rete  
 3 uscite rete

Accessori inclusi:  
 1 maniglione in acciaio inossidabile  
 2 supporti per cavi  
 1 supporto per pedale (per versione attuale del pedale)

**No. 20180-000**

= 1

80180-018



Gancio per sacca per liquido d'irrigazione su supporto / VIO CART



**No. 20325-002**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Supporto superiore per VIO CART, lunghezza 260 mm




**No. 20180-040**

= 1



Supporto inferiore per VIO CART, lunghezza 390 mm

per impiego dell'aspiratore di secrezioni



**No. 20180-042**

= 1



#### Set di fissaggio

Set di fissaggio VIO D/S / APC 2 / ERBEJET 2 su VIO CART 20180-000

**No. 20180-131**

Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000

**No. 20180-135**

Set di fissaggio su ERBEJET 2, connessione a VIO / APC 2

**No. 20150-050**

#### Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l.  
Viale Sarca, 336/f  
20126 Milano  
Italia

Tel +39 02 6474681  
info@erbe-italia.com  
erbe-italia.com  
medical-videos.com