

No: 20195-202

BiClamp 201 T



- Тканевые структуры можно коагулировать на большой площади.
- Рассечения сосудов по отдельности обычно не требуется
- Эффективная и быстрая коагуляция благодаря оптимальной синхронизации инструмента и генератора VIO.
- Инструмент является высокоэкономичным: BiClamp используется многократно, процедура сберегает время и шовный материал.
- AUTO STOP удобен при работе и дает оптимальные результаты.
- При включении инструмента функция Plug & Play автоматически настраивает конкретные параметры.

Размеры и масса	
Длина	200 мм
Длина кабеля	с соединительным кабелем 4 м
Базовые признаки	
Форма	изогнутый 18°
Подключение	MF гнездо
Поверхность	
Поверхности захвата	гладкий
Покрытие	С пластиковым покрытием#32
Очистка и обработка	
Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C
Другие указания по продукту	
Упаковочная единица	1 шт.
Максимальное рабочее напряжение	0.25 kVp