

№: 20190-106

## Электрохирургический электрод с 2 кнопками



### Размеры и масса

Длина кабеля	с соединительным кабелем 3 м
Диаметр стержня	2.35 мм

### Базовые признаки

Подключение	Международный
-------------	---------------

### Очистка и обработка

Стерильно упаковано	Р
Одноразовое изделие	да

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp
Упаковочная единица	10 Шт.