


No: 20191-004

Стерилизационная вкладка для 8 электродов



- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

Размеры и масса

Размеры	66 x 17 x 46 мм
Диаметр стержня	4 мм

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 134 °C

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС
Класс защиты по EN 60 601-1
Тип согласно EN 60 601-1

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
---------------------	-------