

№: 20195-514



Биполярный пинцет PREMIUM, прямой

- Ограниченное прилипание тканей вследствие высокой температурной проводимости
- Длительное время службы инструмента благодаря высококачественному сплаву
- Точная, нацеленная коагуляция благодаря точному дизайну кончиков
- Прочный захват ткани благодаря шероховатой захватывающей поверхности
- Во время операции требуется меньше времени для очистки
- Хорошая видимость операционного поля из-за уменьшения отражения света (например, при выделении под микроскопом)

Размеры и масса	
Наконечник	наконечник 2 мм, тупоконечный
Длина	200 мм
Базовые признаки	
Форма	прямой, изогнутый
Поверхность	
Поверхности захвата	шероховатая
Очистка и обработка	
Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C
Другие указания по продукту	
Упаковочная единица	1 Шт.
Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp