

No: 20195-241

Удлинитель стержня ERGO для ViClamp[®] E LAP



Размеры и масса

| | |
|------------|--------|
| Длина иглы | 340 мм |
|------------|--------|

Очистка и обработка

| | |
|------------------|-----------|
| Машинная очистка | max 95 °C |
|------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Стерилизация в автоклаве | max 138 °C |
|--------------------------|------------|

Стандарты

| | |
|----------------------------------|-----|
| Классификация согласно 93/42 ЕЭС | IIa |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|--|
| Класс защиты по EN 60 601-1 | |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Тип согласно EN 60 601-1 | |
|--------------------------|--|

Другие указания по продукту

| | |
|---------------------|-------|
| Упаковочная единица | 1 шт. |
|---------------------|-------|