

No: 20194-088

Кабель для нейтрального электрода



Размеры и масса

Длина кабеля	5 м
--------------	-----

Базовые признаки

Совместимость	VIO, ICC, ACC, T-Series
---------------	-------------------------

Подключение	Стандартный
-------------	-------------

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
------------------	-----------

Стерилизация в автоклаве	max 138 °C
--------------------------	------------

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
---------------------	-------

Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp
---------------------------------	---------