

No: 20340-004

Силиконовый шланг



Размеры и масса

Длина	60 мм
-------	-------

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
------------------	-----------

Стерилизация в автоклаве	max 134 °C
--------------------------	------------

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIa
----------------------------------	-----

Класс защиты по EN 60 601-1	
-----------------------------	--

Тип согласно EN 60 601-1	
--------------------------	--

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
---------------------	-------