

№: 21191-168

Игольчатый электрод



- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

Размеры и масса

| | |
|-----------------|---------------|
| Диаметр стержня | 2.4 мм |
| Длина | 40 мм |
| Размеры | ∅ 0,8 x 22 мм |

Базовые признаки

| | |
|---------------|---------------|
| Форма | прямой |
| Совместимость | VIO, ICC, ACC |
| Гибкость | жёсткий |
| Цвет | чёрный |

Поверхность

| | |
|----------|---------------|
| Изоляция | изолированный |
|----------|---------------|

Очистка и обработка

| | |
|--------------------------|------------|
| Машинная очистка | max 95 °C |
| Стерилизация в автоклаве | max 138 °C |

Стандарты

| | |
|----------------------------------|-----|
| Классификация согласно 93/42 ЕЭС | IIb |
| Класс защиты по EN 60 601-1 | |
| Тип согласно EN 60 601-1 | |

Другие указания по продукту

| | |
|---------------------------------|---------|
| Упаковочная единица | 5 Шт. |
| Максимальное рабочее напряжение | 4.3 kVp |