


No: 21191-132

## Электрод-шарик



- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

### Размеры и масса

Диаметр стержня	2.4 мм
Длина	190 мм
Размеры	ø 8 мм

### Базовые признаки

Форма	изогнутый
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жёсткий
Цвет	чёрный

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 Шт.
Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp

