

№: 21191-123

Электрод-шарик

- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств



Размеры и масса

Диаметр стержня	2.4 мм
Длина	40 мм
Размеры	ø 2 мм

Базовые признаки

Форма	прямой
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жесткий
Цвет	чёрный

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	5 шт.
Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp