

No: 21191-047



## Вольфрамовый электрод типа «проволочная петля»

- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств
- Весь ассортимент доступен с диаметром стержня 4 мм и 2.4 мм

### Размеры и масса

Размеры	10 x 12 мм
Диаметр стержня	4 мм
Длина	135 мм

### Базовые признаки

Форма	прямой
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жесткий
Цвет	чёрный

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 шт.
Максимальное рабочее напряжение	1.5 kVp