

No: 21191-017

Вольфрамовый электрод-игла



- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

Размеры и масса

Размеры	∅ 0,5 x 3 мм
Диаметр стержня	4 мм
Длина	35 мм

Базовые признаки

Форма	изогнутый
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жёсткий
Цвет	чёрный

Поверхность

Изоляция	изолированный
----------	---------------

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 шт.
Максимальное рабочее напряжение	1 kVp