

№: 21191-066



## Электрод-шарик

- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

### Размеры и масса

Размеры	ø 5 мм
Диаметр стержня	4 мм
Длина	110 мм

### Базовые признаки

Форма	прямой
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жесткий
Цвет	чёрный

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Другие указания по продукту

Упаковочная единица	1 шт.
Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp