

No: 20195-034

## Биполярный пинцет Classic, штыковидный



### Размеры и масса

Наконечник	наконечник 2 мм, тупоконечный
Длина	190 мм
Длина захвата	6 мм

### Базовые признаки

Форма	байонет
-------	---------

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Стандарты

Классификация согласно 93/42 ЕЭС	IIb
Класс защиты по EN 60 601-1	
Тип согласно EN 60 601-1	

### Другие указания по продукту

Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp
Упаковочная единица	1 Шт.