



No: 20195-033

## Биполярный пинцет Classic, штыковидный

### Размеры и масса

Наконечник	наконечник 0.4 мм, сверх тонкий
Длина	165 мм
Длина захвата	6 мм

### Базовые признаки

Форма	байонет
-------	---------

### Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

### Другие указания по продукту

Максимальное рабочее напряжение	0.5 kVp
Упаковочная единица	1 шт.