

No: 21191-012

Игольчатый электрод



- Идеальная форма для любых применений
- Используется для открытых хирургических вмешательств

Размеры и масса

Диаметр стержня	4 мм
Длина	40 мм
Размеры	∅ 0,8 x 22 мм

Базовые признаки

Форма	прямой
Совместимость	VIO, ICC, ACC
Гибкость	жёсткий
Цвет	чёрный

Очистка и обработка

Машинная очистка	max 95 °C
Стерилизация в автоклаве	max 138 °C

Другие указания по продукту

Упаковочная единица	5 шт.
Максимальное рабочее напряжение	4.3 kVp